

mobase

Bedienungsanleitung

User Manual

Mode d'emploi

Istruzioni d'uso

Manual de instrucciones

Gebruiksaanwijzing

Betjeningsvejledning

Bruksanvisning

Käyttöopas

Instrukcja obsługi

Provozní návod

Руководство по эксплуатации

サービスマニュアル

CE  **ESCHENBACH**

1511001




1511002



1511003



1511004



Deutsch




Sicherheitshinweise

- **mobiluxLED darf nur mit eingelegten Batterien zusammen mit mobase verwendet werden.**
- **Verwenden Sie ausschließlich die für die jeweilige mobiluxLED-Ausführung passende mobase. Andernfalls besteht Kippgefahr.**
- **Verwenden Sie mobase ausschließlich wie auf Seite 2 in Bild A und B gezeigt mit waagerechter oder nach oben zeigender mobiluxLED, um ein Herausfallen der Lupe zu verhindern.**
- **Bei der Benutzung von mobase mit mobiluxLED muss die Bedienungsanleitung von mobiluxLED beachtet werden.**

Verwendung

mobase ist eine in vier Größen erhältliche Erweiterung zu den Geräten der Produktlinie mobiluxLED.

Die Kombination aus beiden ergibt eine dem jeweils vorgesehenen Leseabstand entsprechende Standlupe (Pos. A). In Position B können hinter der Linse kleinere Arbeiten ausgeführt werden. Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche mobase zu den verschiedenen mobiluxLED-Ausführungen passt:

Modell-Nr.	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Als Besonderheit verfügt 1511003 über ein 1/4"-Gewinde an der Rückseite, über das es an Standardstative angeschraubt werden kann. In dieser Funktion können alle mobiluxLED verwendet werden, da der Lese-/Arbeitsabstand über das Stativ eingestellt wird.



Gewährleistung

Wir gewähren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Funktion des in dieser Anleitung beschriebenen Produktes in Hinsicht auf auftretende Mängel, die auf Fabrikationsfehler oder Materialfehler zurückzuführen sind. Bei Schäden durch unsachgemäße Behandlung, auch bei Beschädigung durch Fall oder Stoß, besteht kein Gewährleistungsanspruch. Gewährleistung nur durch Nachweis über Kaufbeleg!

English



Safety information


- **mobiluxLED may only be used with mobase when batteries are inserted.**
- **You may only use the mobase matching the relevant mobiluxLED. Otherwise there is a danger of tipping!**
- **Only use mobase as shown on Page 2 in Figures A and B with the mobiluxLED horizontal or facing upwards in order to prevent the magnifying glass from falling out.**
- **If you are using mobase with mobiluxLED you must observe the mobiluxLED operating manual.**

Use

mobase is an extension to appliances in the mobiluxLED product line which is available in four sizes.

The combination of the two produces a stand magnifier (Pos. A) appropriate to the proposed reading distance. More detailed work can be carried out behind the lens in Position B.

Please refer to the following table to find out which mobase matches the various mobiluxLED versions.

Model no.	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

As a special feature, the 1511003 is fitted with a ¼" thread on the rear so that it can be screwed to a standard tripod. All mobiluxLEDs can be used with this function since the reading/working distance is adjusted using the tripod.



Warranty

Within the framework of the applicable statutory provisions, we provide a warranty for the functioning of the product described in this manual with regard to faults arising in connection with manufacturing errors or material errors. In event of damage due to improper handling, including damage from a fall or impact, no warranty claim exists. Warranty claims are only accepted upon presentation of the sale receipt!



Consignes de sécurité

- mobiluxLED ne doit être utilisé avec mobase qu'avec les piles en place.
- Utilisez exclusivement la mobase correspondant au modèle mobiluxLED respectif. Sans quoi il y a un risque de basculement.
- Utilisez exclusivement la mobase comme illustré sur les figures A et B avec le mobiluxLED horizontal ou pointant vers le haut pour empêcher que la loupe ne tombe.
- Lors de l'utilisation de mobase avec mobiluxLED, le mode d'emploi de mobiluxLED doit être respecté.


Utilisation

mobase est une extension disponible dans quatre tailles différentes pour les appareils de la gamme de produits mobiluxLED.

La combinaison des deux donne une loupe (pos. A) correspondant à la distance de lecture

respectivement prévue. En position B, de petits travaux peuvent être effectués derrière la lentille.

Veillez consulter dans le tableau suivant quelle mobase correspond aux différents modèles mobiluxLED.

Modèle N° :	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

La particularité du 1511003 est qu'il est doté d'un filetage de ¼" au dos, qui permet de visser un pied standard. Dans cette fonction, tous les mobiluxLED peuvent être utilisés, car l'écart de lecture / travail est réglé avec le pied.



Garantie

Dans le cadre des dispositions légales, nous garantissons le bon fonctionnement du produit décrit dans le présent mode d'emploi en cas de dommages qui sont imputables à des défauts de fabrication ou des vices de matériaux. Tous dommages liés à un traitement non conforme, notamment suite à une chute ou un choc, effacent toute prétention à la garantie. Garantie uniquement sur présentation d'un ticket de caisse !

Italiano



Avvertenze sulla sicurezza

- **mobiluxLED può venire utilizzato solo con pile inserite assieme alla mobase.**
- **Utilizzare esclusivamente la mobase adatta per la relativa esecuzione di mobiluxLED. Altrimenti vi è pericolo di ribaltamento.**
- **Per evitare che la lente d'ingrandimento cada, utilizzare la mobase esclusivamente come mostrato nelle figure A e B di pagina 2 con mobiluxLED orizzontale o rivolto verso l'alto.**
- **In caso di impiego della mobase con mobiluxLED occorre osservare le istruzioni per l'uso di mobiluxLED.**


Impiego

mobase è un'estensione, disponibile in quattro dimensioni, degli apparecchi della linea di prodotti mobiluxLED.

Combinando la mobase con un mobiluxLED si ottiene una lente d'ingrandimento con

appoggio corrispondente alla relativa distanza di lettura prevista (Pos. A). Nella Posizione B si possono eseguire dietro la lente diversi piccoli lavori.

La seguente tabella indica quale mobase è adatta a quale esecuzione di mobiluxLED:

N. di modello	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Come particolarità, 1511003 dispone di una filettatura da ¼" sul retro tramite la quale esso può venire avvitato a stativi standard. In questa funzione possono venire utilizzati tutti i mobiluxLED, in quanto la distanza di lettura/ di lavoro può venire impostata tramite lo stativo.



Garanzia

Garantiamo la funzionalità del prodotto descritto nel presente manuale di istruzioni, in relazione ai guasti riconducibili a difetti di fabbricazione o materie prime nell'ambito delle norme in vigore. I danni derivanti da uso improprio o da cadute o urti non sono coperti dalla presente garanzia. Per ottenere le prestazioni previste in garanzia è necessario presentare una prova d'acquisto!




Indicaciones de seguridad

- **mobiluxLED solo puede utilizarse con mobase con las pilas introducidas.**
- **Utilice exclusivamente el modelo de mobase adecuado para la versión correspondiente de mobiluxLED. De lo contrario, el aparato podría volcarse.**
- **Utilice mobase exclusivamente de la manera mostrada en las imágenes A y B de la página 2 con mobiluxLED en posición horizontal u orientado hacia arriba para evitar que se caiga la lupa.**
- **Para utilizar mobase con mobiluxLED, deben observarse las instrucciones de uso de mobiluxLED.**

Utilización

mobase es un complemento disponible en cuatro tamaños para los aparatos de la gama de productos mobiluxLED.

La combinación de ambos productos permite elevar la lupa a la distancia de lectura prevista (pos. A). En la posición B, pueden realizarse tareas con componentes más pequeños tras la lupa. Consulte la siguiente tabla para ver qué modelo de mobase se corresponde con las distintas versiones de mobiluxLED:

N.º de modelo	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Como característica especial, el modelo 1511003 dispone de una rosca de ¼" en la parte posterior con la que puede enroscarse al estativo estándar. En esta función, pueden utilizarse todos los mobiluxLED, ya que la distancia de lectura/trabajo se ajusta con el estativo.



Garantía

Dentro del marco de las disposiciones legales, garantizamos el funcionamiento del producto descrito en estas instrucciones respecto a los defectos que puedan revelarse y que puedan imputarse a fallos de fabricación o deficiencias en el material. Si se producen daños por un tratamiento inadecuado, caídas o golpes, se invalidará el derecho a la garantía. ¡Solamente se aplicará la garantía previa presentación del justificante de compra!

Nederlands



Veiligheidsinstructies


- **mobiluxLED mag alleen met geplaatste batterijen samen met mobase worden gebruikt.**
- **Gebruik uitsluitend de voor de betreffende mobiluxLED-uitvoering passende mobase. Anders bestaat er gevaar voor omkiepen.**
- **Gebruik mobase uitsluitend zoals weergegeven op pagina 2, afbeelding A en B, met horizontale of omhoog wijzende mobiluxLED, om te voorkomen dat de loep eruitvalt.**
- **Bij het gebruik van mobase met mobiluxLED moet de gebruiksaanwijzing van mobiluxLED in acht worden genomen.**

Gebruik

mobase is een in vier maten verkrijgbare uitbreiding voor de apparaten uit de productlijn mobiluxLED.

De combinatie van beide resulteert in een voor de beoogde leesafstand geschikte staande loep (pos. A). In positie B kunnen achter de lens kleinere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Raadpleeg de volgende tabel om te zien welke mobase bij de verschillende mobiluxLED-uitvoeringen past:

Modelnr.	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Als bijzonderheid beschikt het model 1511003 over een 1/4"-schroefdraad aan de achterkant, waarmee het apparaat op standaardstatieven kan worden vastgeschroefd.

Bij gebruik hiervan kunnen alle mobiluxLED worden gebruikt, omdat de lees-/werkafstand middels het statief wordt ingesteld.



Garantie

Wij garanderen de functie van het product dat wordt beschreven in deze handleiding in het kader van de wettelijke bepalingen en met betrekking tot gebreken die zich voordoen en te herleiden zijn tot fabricage- of materiaalfouten. In geval van schade door verkeerde behandeling, ook in geval van beschadiging door val of stoot kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt. Garantieclaims alleen mogelijk door overleggen van het bewijs van aankoop!



Sikkerhedsanvisninger


- mobiluxLED må kun anvendes sammen med mobase med de vedlagte batterier.
- Brug kun den mobase, der passer til den pågældende mobiluxLED-version. I modsat fald er der risiko for, at den kan vælte.
- Brug kun mobase som vist på side 2 i fig. A og B med mobiluxLED liggende vandret eller stående lodret op for at undgå, at luppen falder ud.
- Ved brug af mobase vammen med mobiluxLED skal betjeningsvejledningen til mobiluxLED følges.

Anvendelse

mobase er et supplement til enhederne i produktserien mobiluxLED og fås i fire størrelser.

Kombinationen af begge giver mulighed for, at luppen kan stå op (pos. A) i en passende læseafstand. I position B kan der udføres mindre arbejder under linsen.

Ud fra nedenstående tabel kan du se, hvilken mobase, der passer til de forskellige versioner af mobiluxLED:

Modelnr.	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Som en særlig egenskab har 1511003 et ¼"-gevind på bagsiden, som giver mulighed for påskrunding af et standard-stativ. I denne funktion kan alle mobiluxLED anvendes, da læse-/arbejdsafstanden kan indstilles ved hjælp af stativet.



Garanti

Vi yder garanti inden for lovens rammer for produktets funktion som beskrevet i denne vejledning med hensyn til opstående mangler, som kan føres tilbage til fabrikationsfejl eller materialefejl. Der ydes ingen garanti ved skader, der skyldes ukorrekt behandling; dette gælder også ved beskadigelse pga. fald eller stød. Garantien ydes kun ved fremvisning af købsbevis!

Svenska



Säkerhetsanvisningar

- mobiluxLED får bara användas med inlagda batterier tillsammans med mobase.
- Använd endast den mobase som passar till respektive mobiluxLED-modell. Annars kan produkten tippa omkull.
- Använd endast mobase som på Bild A och B på sidan 2, med horisontell eller uppåtvänd mobiluxLED så att förstoringsglasets inte faller ut.
- När mobase ska användas med mobiluxLED måste anvisningarna i mobiluxLEDs manual följas.


Användning

mobase är ett komplement till produkterna i mobiluxLED-sortimentet och finns i fyra storlekar.

En kombination av de båda bildar ett stående förstoringsglas som motsvarar det läsavstånd

som förutses (pos. A). Vid position B kan mindre arbeten utföras bakom linsen.

Följande tabell visar vilken mobibase som passar till de olika mobiluxLED-modellerna:

Modellnr.	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Modell 1511003 är dessutom utrustad med en ¼"-gänga på baksidan som kan användas för att skruva fast den på ett standardstativ. Med den här funktionen kan alla mobiluxLED användas, eftersom läs/arbetsavståndet ställs in på stativet.



Garanti

Inom ramarna för de lagstadgade bestämmelserna lämnar vi en garanti som täcker fabriktions- eller materialfel på den produkt som beskrivs här. Vi ansvarar inte och lämnar ingen garanti för skador som är ett resultat av att produkten behandlats på fel sätt, fallit i golvet eller utsatts för stötar. Garantiförmånerna kan endast utnyttjas mot uppvisande av inköpskvitto!

Norsk



Sikkerhetshenvisninger

- mobiluxLED må bare brukes med innlagte batterier og sammen med en mobase.
- Bruk utelukkende en mobase som passer for de forskjellige mobilux-LED-utførelsene. Hvis ikke, er det fare for at enheten velter.
- Bruk mobase utelukkende som vist på side 2 i bilde A og B med mobiluxLED vannrett eller pekende oppover for å forhindre at lupen faller.
- Når mobiluxLED brukes med mobase må du ta hensyn til bruksanvisningen til mobiluxLED.


Bruk

mobase er en utvidelse til apparatene i produktserien mobiluxLED, og den er tilgjengelig i fire størrelser.

Kombinasjonen av begge gir en stativlupe som står like høyt som den angitte leseavstanden

(pos. A). I posisjon B kan mindre arbeid utføres bak linsen.

Velg ut fra tabellen hvilken mobase som passer til de ulike mobiluxLED-utførelsene:

Modellnr.	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Som ekstra har 1511003 en 1/4"-gjenge på baksiden der du kan skru den til standardstativer. Alle mobiluxLED kan brukes i denne funksjonen, da lese-/arbeidsavstanden stilles inn via stativet.



Garanti

Vi garanterer innenfor rammene av de juridiske bestemmelsene for funksjonen til produktet som er beskrevet i denne bruksanvisningen når det gjelder oppståtte mangler som kan føres tilbake til fabrikasjonsfeil eller materialfeil.

Vi yter ingen garanti for skader som oppstår grunnet urettmessig håndtering eller skader fra fall eller støt. Garanti gis kun mot fremvisning av kvittering!

Suomi



Turvallisuusohjeet


- **mobiluxLED-laitetta saa käyttää mobase-lisäosan kanssa vain, kun paristot on asetettu laitteeseen.**
- **Käytä aina vain kulloisellekin mobiluxLED-mallille soveltuvaa mobase-lisäosaa. Muuten laite voi kallistua.**
- **Käytä mobase-lisäosaa mobiluxLED-laitteen kanssa ainoastaan sivun 2 kuvissa A ja B esityillä tavoilla vaakatasossa tai pystyssä suurennuslasin putoamisen estämiseksi.**
- **Huomioi mobiluxLED-käyttöohje, kun käytät mobase-lisäosaa mobiluxLED-laitteen kanssa.**

Käyttö

mobase on neljässä koossa saatavilla oleva lisäosa mobiluxLED-tuotelinjan laitteisiin.

Yhdistämällä laite ja lisäosa saadaan kulloisellekin lukuetaisyysdelle soveltuva suurennuslasi (Asento A). Asennossa B linssin takana voidaan suorittaa pienempiä töitä.

Seuraavasta taulukosta näet, mikä mobase-lisäosa sopii mihinkin mobiluxLED-malliin:

Mallinro	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Mallin 1511003 erikoisuutena on laitteen takapuolella oleva 1/4"-kierre, johon voidaan ruuvata vakio statiivi. Kaikkia mobiluxLED-laitteita voidaan käyttää tällä tavalla, sillä luku-/työskentelytaisyys voidaan säätää statiivin avulla.



Takuu

Myönnämme lakisääteisten määräysten puitteissa takuun tässä ohjeessa kuvatun tuotteen toiminnalle valmistusvirheestä tai materiaalivirheestä aiheutuvien mahdollisten vikojen suhteen. Emme vastaa asiattomasta käsittelystä tai putoamisen tai iskun vaikutuksesta aiheutuvista vahingoista. Takuu ainoastaan ostotositteen esittämistä vastaan!



Wskazówki bezpieczeństwa

- mobiluxLED można stosować razem z mobase tylko z włożonymi bateriami.
- Stosować tylko odpowiednią wersję mobase do danej wersji mobiluxLED. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia.
- Stosować mobase tylko w sposób przedstawiony na str. 2 na rysunkach A i B, z mobiluxLED w poziomie lub skierowanym do góry, by uniknąć wypadnięcia lupy.
- Podczas korzystania z mobase z mobiluxLED należy przestrzegać instrukcji obsługi mobiluxLED.


Przeznaczenie

mobase to rozszerzenie linii produktów mobiluxLED, dostępne w czterech rozmiarach.

Połączenie obu urządzeń tworzy stojącą lupę z przewidzianym odstępem do czytania (poz. A).

W pozycji B można wykonywać pod lupą różne drobne prace.

Poniższa tabela zawiera informacje o mobase, pasujących do różnych wersji mobiluxLED.

Nr modelu	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3, 5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Szczególną cechą 1511003 jest gwint $\frac{1}{4}$ " po stronie tylnej, za pomocą którego można podłączyć go do standardowych statywów. W ramach tej funkcji można korzystać ze wszystkich mobiluxLED, gdyż odstęp do czytania / odstęp roboczy ustawia się na statywie.



Gwarancja

Zgodnie z przepisami ustawowymi udzielamy gwarancji na opisywany w niniejszej instrukcji produkt w zakresie występujących wad, które wynikają z błędów popełnionych w produkcji lub błędów materiału. Producent nie udziela gwarancji w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, także w przypadku uszkodzenia w wyniku upuszczenia lub uderzenia. Gwarancja jest ważna tylko za okazaniem paragonu fiskalnego jako dowód zakupu!



Bezpečnostní upozornění

- **mobiluxLED se společně s mobase smí používat pouze s vloženými bateriemi.**
- **Používejte mobase výlučně vhodné pro příslušné provedení mobiluxLED. Jinak hrozí nebezpečí převrácení.**
- **Používejte mobase výlučně tak, jak je znázorněno na straně 2 na obrázku A a B s horizontálním nebo směrem nahoru ukazujícím mobiluxLED, aby se tím zabránilo vypadnutí lupy.**
- **V případě použití mobase společně s mobiluxLED se musí dodržovat návod k obsluze mobiluxLED.**


Použití

mobase je jedno z rozšíření, které je k dostání ve čtyř velikostech, řady výrobků mobiluxLED.

Kombinací obou výrobků vznikne stojanová lupa, odpovídající zamýšlené čtecí vzdálenosti

(poz. A). V pozici B lze provádět za čočkou drobné práce.

V následující tabulce lze nalézt, která verze mobase je vhodná pro různá provedení mobiluxLED:

Č.modelu	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

Jako zvláštnost má 1511003 k dispozici $\frac{1}{4}$ " závit na zadní straně, pomocí kterého jej lze našroubovat na standardní stativy. V této funkci lze používat všechny mobiluxLED, protože čtecí/pracovní vzdálenost se nastaví pomocí stativu.



Záruka

V rámci zákonných podmínek garantujeme funkci výrobku popsaného v tomto návodu s ohledem na vyskytnuvší se závady, které se lze vyvodit z výrobní závady nebo z chyby v materiálu. U škod vzniklých neodborným zacházením, a při poškození následkem pádu nebo nárazu, nárok na záruku neexistuje. Záruka pouze po doložení dokladu o zaplacení!



Указания по технике безопасности


- **mobiluxLED можно использовать только со вставленными батарейками вместе с mobase.**
- **Используйте только подходящее для соответствующего исполнения mobiluxLED mobase. Иначе устройство может перевернуться.**
- **Используйте mobase только как показано на странице 2, рисунки А и В, с вертикальным или указывающим вверх mobiluxLED, чтобы предотвратить выпадение лампы.**
- **При использовании mobase с mobiluxLED нужно соблюдать инструкцию по эксплуатации mobiluxLED.**

Применение

mobase – это расширение, предлагаемое в четырех размерах, устройств серии mobiluxLED.

Сочетание из них дает стоячую лупу, соответствующую определенному расстоянию для чтения (поз. А). В позиции В позади линзы можно выполнять мелкие работы.

В следующей таблице указано, какое mobase подходит для какого исполнения mobiluxLED:

Модель №	mobiluxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3,5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12,5x

В качестве особенности 1511003 имеет резьбу 1/4" на задней стороне, с помощью которой оно может крепиться к стандартному штативу.

В этой функции могут использоваться все mobiluxLED, так как расстояние для чтения/работы регулируется с помощью штатива.



Гарантия

Мы гарантируем в рамках установленных законом положений функционирование описанного в данном руководстве изделия в отношении недостатков, возникающих в результате заводского брака или дефекта материала. На ущерб, нанесенный в результате ненадлежащего обращения, а также на повреждение в результате падения или удара гарантия не распространяется. Гарантия действует только при наличии кассового чека!

日本語



安全に関する注意事項

- mobiluxLEDはバッテリーを取付けたmobaseだけで使用することができます。
- 各mobiluxLED仕様に適切なmobaseだけを使用してください。
これを遵守しない場合には転倒する恐れがあります。
- ルーペが落下しないように、mobaseは第2頁の写真AとBのようにmobiluxLEDを水平、あるいは上向けにしてのみ使用しなければなりません。
- mobaseをmobiluxLEDで使用する場合には、mobiluxLEDのサービスマニュアルを遵守しなければなりません。


使用について

mobaseはmobiluxLED製品ラインの装置の4サイズあるエクステン

ションの一つです。

両装置を組み合わせることで、必要な読書用間隔に適切なスタンドルーペとなります (Aポジション)。Bポジションではレンズ後方で細かい作業を行うことができます。

以下の表で各mobi luxLED仕様に適切なmobaseを参照してください。

モデル 番号	mobi luxLED	
1511001	15122, 15112, 15113, 15114, 151141	3x, 3.5x, 4x
1511002	15115, 15116	5x, 6x
1511003	15117	7x
1511004	151110, 151112	10x, 12.5x

特に1511003の背面には1/4"-ネジが付いていますので、このネジで標準台架を取付けることができます。読書/作業用間隔は台架で調整しますので、すべてのmobi luxLEDをこの機能で使用することができます。



保証

法律の規定に基づき、本使用説明書で記載した商品の機能における、製造過程での欠陥や材質不良などに起因する欠陥について保証いたします。不適切な使用による損害、落下や衝撃による欠損などにおいては保証できません。購入証明書がある場合のみ保証いたします！

Datum / Date / Data / Fecha / Datum aanschaf Dato /
Päivämäärä / Дата / 日付

Firmenstempel und Unterschrift des Händlers

Company stamp and signature of the dealer

Cachet et signature du négociant

Timbro con denominazione della ditta e firma del
rivenditore

Sello y firma del vendedor

Firmastempel en handtekening von leverancier

Forhandlerens stempel og underskrift

Företagsstämpel och säljarens underskrift

Firmastempel og forhandlerens underskrift

Yrityksen leima ja myyjän allekirjoitus

Firmní razítka a podpis obchodníka

Pieczętka firmy i podpis sprzedawcy

Печать фирмы и подпись продавца

取扱店の社印および署名

 **ESCHENBACH**

Eschenbach Optik GmbH

Fuerther Strasse 252 | 90429 Nuremberg | Germany

For the authorized representative in your country please refer to:

www.eschenbach-optik.com